

医療用ガス設備一覧（1）

救命救急センター					
部門	メーカー	機器	型式・製造番号	設置場所	数量
○酸素供給設備 気体酸素マニホールド	小松精機	自動切換式	APM-5型 MFG:2148	医療ガス機械室	1
	小松精機	ポンベ連結管	スバナ締め 逆止付	医療ガス機械室	24
	小松精機	警報用電源装置	ACI00V/24V 有電圧 b接	医療ガス機械室	1
○笑気供給設備 笑気マニホールド	小松精機	自動切換式	APM-5型 MFG:2149	医療ガス機械室	1
	小松精機	ポンベ連結管	スバナ締め 逆止付	医療ガス機械室	2
	小松精機	警報用電源装置	ACI00/24V 有電圧 b接	医療ガス機械室	1
○空気供給設備 人工空気マニホールド	小松精機	自動切換式	APM-5型 MFG:2150	医療ガス機械室	1
	小松精機	ポンベ連結管	スバナ締め 逆止付	医療ガス機械室	24
	小松精機	警報用電源装置	ACI00/24V 有電圧 b接	医療ガス機械室	1
○吸引供給設備 ドライポンプ	小松精機	オイルフリー式	KRF70A 2.2kw	医療ガス機械室	2
	小松精機	バツファタンク	300L	医療ガス機械室	1
	小松精機	除菌フィルター	SVM022-12	医療ガス機械室	2
	小松精機	ウォータートラップ		医療ガス機械室	2
	小松精機	吸引操作電源盤	200V 自動交互追従	医療ガス機械室	1
	小松精機	真空圧カススイッチ	制御/追従/警報	医療ガス機械室	3
○警報設備 医療ガス警報器	小松精機	遠隔警報盤	人力24V 4口用 0/N/A/V	1階 救急室内通路中央	1
○院内供給設備 アウトレット	小松精機	アウトレット	0 壁型 天吊型	各階各所	17 25
	小松精機	アウトレット	N 天吊型	透視室	1
	小松精機	アウトレット	A 壁型 天吊型	各階各所	7 8
	小松精機	アウトレット	V 壁型 天吊型	各階各所	17 25
	小松精機	アウトレット	Ex 壁型	透視室	1
○院内供給設備 遮断弁	小松精機	メインシャットオフバルブ	0 25φ N 13φ A 25φ V 40φ	医療ガス機械室	4
○院内供給設備 区域遮断弁	小松精機	系統区域シャットオフバルブ	0 20φ N 13φ A 20φ	1階 救急室内通路	3
	小松精機	系統区域シャットオフバルブ	0 20φ A 20φ	2階 救命救急室横	2
	小松精機	系統区域シャットオフバルブ	0 13φ A 13φ	PH	2

医療用ガス設備一覧（2）

本館					
部門	メーカー	機器	型式・製造番号	設置場所	数量
○酸素供給設備 予備酸素マニホールド	セントラル・ユニ	全自動切換式 2列20本立	FMG-D型 No. T6004D	屋外 酸素マニホールド室	1
	セントラル・ユニ	ポンベ連結管	10×10 スパナ締め(逆止有)	屋外 酸素マニホールド	20
	セントラル・ユニ	警報用電源装置	ACI00V	屋外 酸素マニホールド室	1
○笑気供給設備 笑気マニホールト	セントラル・ユニ	全自動切換式 1列4本立	「ML-D型 No. T1001E	屋外 笑気・空気マニホー	1
	セントラル・ユニ	ポンベ連結管	2×2 スパナ締め(逆止有)	屋外 笑気・空気マニホー	4
	セントラル・ユニ	警報用電源装置	ACI00V	屋外 笑気・空気マニホー	1
○空気供給設備 予備空気マニホールト	セントラル・ユニ	全自動切換式 2列24本立	FMG-A型 No. T5060A	屋外 笑気・空気マニホー	1
	セントラル・ユニ	ポンベ連結管	12×12 スパナ締め(逆止有)	屋外 笑気・空気マニホー	24
	セントラル・ユニ	警報用電源装置	AC100v	屋外 笑気・空気マニホー	1
○窒素供給設備 予備窒素マニホールト	セントラル・ユニ	全自動切換式 2列20本立	FMN-D型 No. T1004F	地階 機械室	1
	セントラル・ユニ	ポンベ連結管	2×2 スパナ締め(逆止有)	地階 機械室	20
	セントラル・ユニ	警報用電源装置	ACI00V	地階 機械室	1
○炭酸供給設備 炭酸マニホールド	セントラル・ユニ	簡易型 1列2本立	NHW-1S No. 2210008	3階 02・CO2ポンベ室	1
	セントラル・ユニ	ポンベ連結管	1×1 スパナ締め	3階 i02・CO2ポンベ室	2
	セントラル・ユニ	加湿器付圧力調整器	下限接点付 警報未接続	3階 02・CO2ポンベ室	1
○吸引供給設備 油回転式	セントラル・ユニ	油回転式吸引ポンプ8.0kw RA0250D5Z3	NO. 1 C1920000336 NO. 2 C1920000337	地階 機械室	2
	セントラル・ユニ	レシーバータンク	1000L	地階 機械室	2
	セントラル・ユニ	吸引ポンプ制姉盤	NO. HH7727	1地階 :機械室	1
	セントラル・ユニ	除菌フィルター	MV40G-GU	地階 機械室	4
	セントラル・ユニ	除菌フィルターユニット	MV40G-GU	1560号/561号/608号 610号	4
	セントラル・ユニ	供給元センサーユニット	2014年 ACT00V	地階 機械室	1

部門	メーカー	機器	型式・製造番号	設置場所	数量
○警報設備 中央監視盤	セントラル・ユニ	医療ガス中央監視盤	2015年 MM6	地階 中央監視室	1
○警報設備 配管圧力監視盤	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・A・V	1階外来北 放射線操作ホール	1
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・N・A・V	1階外来南 整形外科受付	1
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・V	2階外来北 中央採血室	1
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・N・V	2階外来南 脳神経センター受付	1
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・A・V	3階東 スタッフルーム	2
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・N・A・V	3階西 スタッフルーム	1
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・N・A・V・N2	3階西 スタッフルーム	1
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・A・V	HCU	1
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・N・A・V	ICり・CCU	1
	セントラル・ユニ	エリアモニター MM II (ARM-12)	0・N・A・V・N2	第2手術室前 第5手術室前 第6手術室前 第7手術室前	4
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・A・V	4階東 スタッフルーム	1
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・A・V	NICU	1
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・A・V	4階西 スタッフルーム	2
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・N・A・V	4階西 スタッフルーム	1
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・A・V	5階東 スタッフルーム	2
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・A・V	5階西 スタッフルーム	2
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・V	人工透析室	1
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・A・V	6階東 スタッフルーム	2
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・A・V	6階西 スタッフルーム	2
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・A・V	7階東 スタッフルーム	2
	セントラル・ユニ	エリアモニター	0・A・V	7階西 スタッフルーム	1
セントラル・ユニ	エリアモニター	0・V	7階西 スタッフルーム	1	

医療用ガス設備一覧（4）

本館					
部門	メーカー	機器	型式・製造番号	設置場所	数量

○院内供給設備 遮断弁	セントラル・ユニ	メインシャットオフバルブ	0 80 φ CE 0 50 φ 予備酸素	屋外 酸素マニホールド室	2
	セントラル・ユニ	メインシャットオフバルブ	N 13 φ 1~2階 N 20 φ 3~4階	屋外 笑気・空気マニホールド室	2
	日本エア・リキー『 エア・ウォーター防災	メインシャットオフバルブ	A 25 φ 紳生空気 A 30 φ 予備空気	純生空気混合器室 笑気・空気マニホールド室	2
	セントラル・ユニ	メインシャットオフバルブ	V 100 φ NOIポンプ V 100 φ N02ポンプ	地階 機械室	2
	セントラル・ユニ	メインシャットオフバルブ	N2 40 φ CE N2 40 φ 予備窒素	地階 機械室	2
○院内供給設備 区域遮断弁	セントラル・ユニ	系統区域シャットオフバルブ (地階全域)	○ 10 φ	地階 操作室前廊下	1
	セントラル・ユニ	系統区域シャットオフバルブ (外来南側)	0 16 φ N 13 φ A 13 φ	1階 警備室前廊下	3
	セントラル・ユニ	系統区域シャットオフバルブ (外来北側)	0 16 φ A 10 φ	1階 検査室前廊下	2
	セントラル・ユニ	系統区域シャットオフバルブ (外来南側)	0 16 φ N 13 φ	2階 脳神経センター前廊下	2
	セントラル・ユニ	系統区域シャットオフバルブ (外来北側)	0 16 φ	2階 脳波検査室前廊下	1
	セントラル・ユニ	系統区域シャットオフバルブ (301号~312号室)	0 25 φ A 16 φ	3階 302号室前廊下	2
	セントラル・ユニ	系統区域シャットオフバルブ (313~320号室)	0 13 φ A 13 φ	2階 313号室前廊下	2
	エア・ウォーター防災	系統区域シャットオフバルブ (HCU・350号~365号室)	0 25 φ N 13 φ A 20 φ	3階 口Cリ室内	3
	セントラル・ユニ	系統区域シャットオフバルブ (現ME室・準備室・カンファレンス室)	0 10 φ N 13 φ A 10 φ N2 16 φ	3階 手術室入口前廊下	4
	セントラル・ユニ	系統区域シャットオフバルブ (ICU・CCU)	0 16 φ N 13 φ A 16 φ	3階 第5手術室前廊下	3
	セントラル・ユニ	系統区域シャットオフバルブ (第1・2手術室)	0 16 φ N 13 φ A 20 φ N2 20 φ	3階 第2手術室前廊下	4
	セントラル・ユニ	系統区域シャットオフバルブ (3・4・5手術室)	0 20 φ N 16 φ A 25 φ N2 25 φ	3階 第4手術室前廊下	4
	セントラル・ユニ	系統区域シャットオフバルブ (第6手術室)	0 16 φ N 13 φ A 20 φ N2 20 φ	3階 第6手術室前廊下	4
	セントラル・ユニ	系統区域シャットオフバルブ (第7手術室)	0 16 φ N 13 φ A 20 φ N2 20 φ	3階 第7手術室前廊下	4

医療用ガス設備一覧 (5)

本館					
部門	メーカー	機器	型式・製造番号	灸置場所	数量
○院内供給設備 区域遮断弁	セントラル・ユニ	系統区域シャットオフバルブ (401~413号室)	0 20 φ A 16 φ	4階 405号室前廊下	2

セントラル・ユ二	系統区域シャットオフバルブ (周産期センター)	O 20 φ A 20 φ	4階 周産期センター内	2
セントラル・ユ二	系統区域シャットオフバルブ (450～467号室)	O 25 φ A 16 φ	4階 451号室前廊下	2
セントラル・ユ二	系統区域シャットオフバルブ (468～473号室前)	O 13 φ A 13 φ	4階 スタッフルーム前廊下	2
セントラル・ユ二	系統区域シャットオフバルブ (第1分娩室・新生児室 処置室・第2分娩室・前室)	O 16 φ N 13 φ A 16 φ	4階 分娩室前廊下	3
セントラル・ユ二	系統区域シャットオフバルブ (501～516号室)	O 25 φ A 16 φ	5階 502号室前廊下	2
セントラル・ユ二	系統区域シャットオフバルブ (517～526号室)	O 16 φ A 16 φ	5階 522号室前廊下	2
セントラル・ユ二	系統区域シャットオフバルブ (550～566号室)	O 25 φ A 16 φ	5階 551号室前廊下	2
セントラル・ユ二	系統区域シャットオフバルブ (567～575号室)	O 16 φ A 16 φ	5階 567号室前廊下	2
セントラル・ユ二	系統区域シャットオフバルブ (人工透析室)	O 13 φ	5階 人工透析室前	1
セントラル・ユ二	系統区域シャットオフバルブ (601～613号室)	O 25 φ A 16 φ	6階 602号室前廊下	2
セントラル・ユ二	系統区域シャットオフバルブ (615～625号室)	O 16 φ A 16 φ	6階 620号室前廊下	2
セントラル・ユ二	系統区域シャットオフバルブ (650～665号室)	O 25 φ A 20 φ	6階 650号室前廊下	2
セントラル・ユ二	系統区域シャットオフバルブ (666～671号室)	O 16 φ A 13 φ	6階 666号室前廊下	2
1セントラル・ユ二	系統区域シャットオフバルブ (701～715号室)	O 25 φ A 16 φ	7階 701号室前廊下	2
セントラル・ユ二	系統区域シャットオフバルブ (716～726号室)	O 16 φ A 16 φ	7階 720号室前廊下	2
セントラル・ユ二	系統区域シャットオフバルブ (リハビリ室・言語聴覚室)	O 25 φ A 20 φ	7階 言語聴覚室前廊下	2
セントラル・ユ二	系統区域シャットオフバルブ (775号室・耳鼻科処置室)	O 20 φ A 13 φ	7階 スタッフルーム横廊下	2